

Les tiques vivent dans l'herbe, les arbustes, la bruyère et la végétation basse. Êtes-vous allé dans la nature ? Vérifiez toujours la présence de tiques sur vous !

Si vous trouvez une morsure de tique, il est très important de retirer la tique rapidement, correctement et en toute sécurité. Retirez la tique dans les huit heures pour minimiser le risque d'infection. Ne pas assommer la tique avec de l'alcool ou d'autres drogues. Ne chauffez pas la tique, pas même avec une cigarette. En effet, si vous étourdissez ou chauffez une tique, elle entre en état de choc et, en réaction, libère ses agents pathogènes par sa salive. En utilisant une bonne pince à tiques, vous éviterez que la tique ne vous donne sa salive contenant d'éventuels agents pathogènes. Ensuite, désinfectez la plaie avec de l'alcool. Notez dans votre journal la date de la morsure de tique, l'endroit de la morsure sur votre corps et la zone où vous avez reçu la morsure de tique.

Vous retirez facilement une tique avec le Care Plus® Ticks-2-Go. Cet pince à tique de conception exclusive est doté de 2 entailles pour retirer une tique. Saisir la tique directement derrière la tête et la tirer ou la faire glisser pour la retirer facilement. Avec le Care Plus® Ticks-2-Go, vous pouvez même enlever sans effort la tique la plus profondément accrochée dans son intégralité, y compris la tête et les jambes. Cet pince à tique n'exerce aucune pression sur la tique, le fait de comprimer ou d'arracher la tique appartient donc au passé. Vous pouvez facilement attacher le Care Plus® Ticks-2-Go à votre trousseau de clés pour l'avoir toujours à portée de main.



EN BREF

- Retire la tique facilement, rapidement et en toute sécurité en la faisant glisser
- Instrument spécialement développé et doté de 2 entailles pour retirer une tique
- Évite comprimer ou arracher la tique
- Élimine toutes espèces de tiques, grandes et petites

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Numéro d'article
38496

EAN
8714024384962

Poids
9 g

Dimensions de l'emballage L x l x h
28 x 68 x 125 mm

Unité de commande
6