

Waren Sie draußen in der Natur? Suchen Sie sich gegenseitig nach Zeckenstichen ab.

Wenn Sie gestochen wurden, ist das richtige Entfernen der Zecke sehr wichtig. Tun Sie dies innerhalb von 8 Stunden. Mit dem Care Plus® Bio Ticks-2-Go lassen sich Zecken leicht entfernen. Dieser exklusive Zeckenentferner aus biobasiertem Kunststoff hat 2 verschiedene Öffnungen, um eine Zecke zu entfernen. Setzen Sie das Gerät direkt hinter dem Zeckenkopf an und ziehen bzw. löffeln Sie die Zecke einfach heraus.

Mit dem Care Plus® Bio Ticks-2-Go können Sie selbst Zecken, die sich festgebissen haben, in ihrer Gesamtheit entfernen, einschließlich Kopf und Beinen. Dieser Zeckenentferner übt keinen Druck auf die Zecke aus, so dass sie nicht gequetscht werden oder zerreißen kann. Der Care Plus® Bio Ticks-2-Go lässt sich einfach am Schlüsselbund mitnehmen und ist so immer in Reichweite.



KURZ GESAGT

- Hergestellt aus biobasiertem Kunststoff
- Entfernt Zecken schnell und sicher mit einereinfachen Schiebebewegung
- Verhindert das Quetschen oder Zerreißen der Zecke
- Entfernt Zecken aller Art, große und kleine

PRODUKTSPEZIFISCHE ANGABEN

Artikelnummer

38398

EAN

8714024383989

Gewicht

9 g

Verpackungsgröße l x b x h

40 x 40 x 160 mm

Bestellmenge

12

Zertifizierung

OK Biobased (TÜV Austria)

Class 3

Zusammensetzung

70% bio-based PLA

30% bio degradable polyester