

Êtes-vous allé dans la nature ? Inspectez-vous et les uns les autres pour voir si vous avez été piqué par une tique!

Si vous découvrez une piqûre de tique, il est extrêmement important de retirer la tique correctement. Faites-le dans les 8 heures. Vous pouvez facilement retirer une tique avec le Care Plus® Bio Ticks-2-Go. Ce tire-tique exclusif en plastique biosourcé dispose de 2 crochets différents pour retirer une tique. Saisir la tique directement derrière la tête et la tirer ou la faire glisser pour la retirer facilement.

Avec le Care Plus® Bio Ticks-2-Go vous pouvez enlever vous-même sans effort et dans son intégralité la tique la plus profondément accrochée, y compris la tête et les pattes. Ce tire-tique n'exerce aucune pression sur la tique et ne comprimera ni n'arrachera donc pas la tique. Vous pouvez facilement accrocher le Care Plus® Bio Ticks-2-Go à votre trousseau de clés pour l'avoir toujours à portée de main.



## EN BREF

- Fabriqué en plastique biosourcé
- Élimine la tique rapidement et en toute sécurité avec un simple mouvement de rotation
- Empêche de comprimer ou de déchirer la tique
- Élimine tous les types de tiques, grandes et petites

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

**Numéro d'article**

38398

**EAN**

8714024383989

**Poids**

9 g

**Dimensions de l'emballage L x l x h**

40 x 40 x 160 mm

**Unité de commande**

12

**Certification**

OK Biobased (TÜV Austria)

Class 3

**Composition**

70% bio-based PLA

30% bio dégradable polyester