

Care Plus® Click Relief ist ein innovatives Mittel, das den Juckreiz und die Schwellung nach Bissen oder Stichen von u.a. Insekten und Quallen lindert, ohne dass Cremes oder chemische Produkte angewendet werden müssen. Click Relief funktioniert mit Piezoelektrizität. Wenn der Aktivierungsknopf des Geräts gedrückt wird, wird eine winzige statische Ladung erzeugt. Wenn Sie das Gerät auf die Einstichstelle aufsetzen, hilft das, den Juckreiz und die Schwellung zu reduzieren, und verhindert, dass Sie sich kratzen. Care Plus® Click Relief benötigt keine Batterien hat kein Verfallsdatum und reicht für 4.000 Anwendungen.

Die wohltuende Wirkung von Care Plus® Click Relief ist normalerweise innerhalb weniger Minuten nach der Anwendung zu spüren. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Click Relief so schnell wie möglich nach dem Stich anwenden. Befestigen Sie Click Relief an Ihrem Schlüsselbund und tragen Sie es immer bei sich.

Achtung: Care Plus® Click Relief ist ein medizinisches Gerät, lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. Nicht verwenden wenn Sie ein implantiertes elektronisches Gerät tragen oder wenn bei Ihnen eine Herzerkrankung oder Epilepsie diagnostiziert wurde. Nicht verwenden auf offenen Wunden, um die Augen, die Ohren und den Mund oder andere empfindliche Körperteile. Nicht verwenden bei schwangeren Frauen und Kindern unter 2 Jahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

PRODUKTSPEZIFISCHE ANGABEN

Artikelnummer

38501

EAN

8714024385013

Inhalt

1 stück

Gewicht

22 g

Verpackungsgroße I x b x h

27 x 80 x 177 mm

Bestellmenge

6



KURZ GESAGT

- Reduziert den Drang zum Kratzen und reduziert die Schwellung
- Sehr kompakt, praktisch für Kulturbeutel und Erste-Hilfe-Set
- Hinterlässt keine Flecke auf der Kleidung
- Reicht für mindestens 4.000 Anwendungen
- Benötigt keine Batterien